

E v o l u t i s

C R E A T E U R F A B R I C A N T



Product Sheet
CAPITOLE® U
Fiche Produit



Universal Dual Mobility acetabular Cup
Cupule acétabulaire polyvalente
à double mobilité

Evolutis
MOTION INSIDE

References

CAPITOLE U dual mobility Universal cup Cupule polyvalente à double mobilité CAPITOLE U


Shell ø Cupule	CAPITOLE U	1 hook and 1 crochet et	22.2 PE Liner / Insert Inner ø Interne	28 PE Liner / Insert Inner ø Interne
ø48	H61 PF0048	2 flanges / pattes	H51 M2249	H51 M2849
ø50	H61 PF0050	2 flanges / pattes	H51 M2251	H51 M2851
ø52	H61 PF0052	3 flanges / pattes	H51 M2253	H51 M2853
ø54	H61 PF0054	3 flanges / pattes	H51 M2255	H51 M2855
ø56	H61 PF0056	3 flanges / pattes	H51 M2257	H51 M2857
ø58	H61 PF0058	3 flanges / pattes	H51 M2259	H51 M2859
ø60	H61 PF0060	5 flanges / pattes	H51 M2261	H51 M2861
ø63	H61 PF0063	5 flanges / pattes	H51 M2263	H51 M2863
ø66	H61 PF0066	5 flanges / pattes	H51 M2265	H51 M2865

Flanges & Hook Pattes et crochet

Description	Holes Trous	Cat N°
Modular flange / Patte modulaire	1	H61 0001
Modular flange / Patte modulaire	2	H61 0002
Modular flange / Patte modulaire	3	H61 0003
Obturator hook / Crochet obturateur	-	H61 0010

Screws Vis

Description	ø (mm)	L. (mm)	Cat N°
Cortical screw / Vis corticale	5	35	H16 S5035
Cortical screw / Vis corticale	5	40	H16 S5040
Cortical screw / Vis corticale	5	45	H16 S5045
Cortical screw / Vis corticale	5	50	H16 S5050
Cortical screw / Vis corticale	5	55	H16 S5055
Cortical screw / Vis corticale	5	60	H16 S5060



Instrumentation CAPITOLE U / H62 9100



Evolutis
MOTION INSIDE

Mentions légales :

Les implants CAPITOLE sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires totales (PTH) ou en révision (PTHR) de la hanche selon la version.

Les implants CAPITOLE sont pris en charge par l'assurance maladie. Informations sur www.ameli.fr.

Le chirurgien est expressément invité à lire attentivement les instructions mentionnées sur la notice d'utilisation incluse dans le conditionnement du DMI, ainsi que le manuel de technique opératoire délivré à la mise en place du produit ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutisfrance.com.

Materials / Matériaux :

Cups, flanges and hook: High Nitrogen Content Stainless steel according ISO 5832-9 coated with porous T40 and Calcium Hydroxyapatite

Linings: UHMWPE according ISO 5834-1 & 2

Screws: Stainless steel according ISO 5832-1

Packaging: Sterilized under Gamma irradiation, VacUpac packaging

Cupules, pattes et crochet : Acier inoxydable à Haute Teneur en Azote selon ISO 5832-9 revêtu T40 poreux et Hydroxyapatite

Inserts : UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2

Vis : Acier inoxydable selon ISO 5832-1

Conditionnement : Stérilisé sous rayonnement Gamma, conditionnement VacUpac



Evolutis

10 Place des Tuilliers, 42720 Briennon, France
2797 Tel : +33. (0)477.60.79.99 – Fax : +33. (0)477.60.79.90

www.evolutisfrance.com

