



Cupule type Chamley à cimenter avec débord



References

Cup / Cupule EMERGENCE			
		Ø 22.2	Ø 28
		(inner / interne)	(inner / interne)
Cup / Cupule	EMERGENCE Ø 42	H23 E2242	
Cup / Cupule	EMERGENCE Ø 44	H23 E2244	H23 E2844
Cup / Cupule	EMERGENCE Ø 46		H23 E2846
Cup / Cupule	EMERGENCE Ø 48		H23 E2848
Cup / Cupule	EMERGENCE Ø 50		H23 E2850
Cup / Cupule	EMERGENCE Ø 52		H23 E2852
Cup / Cupule	EMERGENCE Ø 54		H23 E2854
Cup / Cupule	EMERGENCE Ø 56		H23 E2856
Cup / Cupule	EMERGENCE Ø 58		H23 E2858

Instrumentation H24 9100 Instrument set

Acetabular Instrumentation / Instrumentation Cotyle	H24 9100
Corps d'impacteur	H24 E001
Manche d'impacteur	H24 E002
Embout pour tête Ø22.2	H03 023
Embout pour tête Ø28	H03 024
Tige d'orientation	E28 007



Evolutis MOTON NSDE

Mentions légales:
Les implants EMERGENCE sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires totales (PTH).
Les implants EMERGENCE sont destinés uniquement à une fixation cimentée, NE PAS UTILISER ces implants dans le cadres d'une arthroplastie sans ciment.
Les implants EMERGENCE sont pris en charge par l'assurance maladie sous certaines conditions, pour connaître les conditions spécifiques de prise en charge,
merci de vous rendre sur le site officiel de l'assurance maladie www.ameli.fr.
Le chirurgien est invité à lire attentivement les instructions mentionnées sur la notice d'utilisation incluse dans le conditionnement du dispositif médical, ainsi que

Materials / Matériaux

Cups. Ornix MPE according 180 3054+1 & 2, fauloiticent ming packaging. Packaging: Sterilized under Gamma irradiation. VacUpac backaging Cupules: UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2, fil repère en acier inoxydable selon ISO 5832-1 Conditionnement : Sterilisé sous rayonnement Gamma, conditionnement VacUpac



