

Evolutis

CREATEUR FABRICANT



Opale®



Choice of broach handle:

- Lateral offset
- Anterior approach
- Standard posterior

Choix de porte-râpe :

- Abord latéral décalé
- Voie antérieure
- Postérieur standard



*In clinical use
since 1998*

*Implanté
cliniquement
depuis 1998*

**Cementless anatomic femoral
stems with proximal HA coating**

**Tiges fémorales anatomiques sans
ciment à revêtement HA proximal**

IMPLANTS

Femoral Stems / Tiges fémorales

Size Taille	Left / Gauche		Right / Droit	
	Collarless/Sans appui	Collared/Avec appui	Collarless/Sans appui	Collared/Avec appui
2	H65 G102*	H65 CG102*	H65 D102*	H65 CD102*
3	H65 G103	H65 CG103	H65 D103	H65 CD103
4	H65 G104	H65 CG104	H65 D104	H65 CD104
5	H65 G105	H65 CG105	H65 D105	H65 CD105
6	H65 G106	H65 CG106	H65 D106	H65 CD106
7	H65 G107	H65 CG107	H65 D107	H65 CD107

Femoral Heads / Têtes fémorales

Cobalt-Chromium Alloy Alliage de Chrome-Cobalt		Composite Ceramic Céramique Composite	
Size / Taille	Ref.	Size / Taille	Ref.
Ø28 -7mm**	H10 1279	Ø28 -3.5mm	H14 C1280
Ø28 -3.5mm	H10 1280	Ø28 +0mm	H14 C1281
Ø28 +0mm	H10 1281	Ø28 +3.5mm	H14 C1282
Ø28 +3.5mm	H10 1282	Ø32 -4mm	H14 C1320
Ø28 +7mm	H10 1283	Ø32 +0mm	H14 C1321
Ø28 +10.5mm**	H10 1284	Ø32 +4mm	H14 C1322
Ø32 -4mm	H10 1320	Ø36 -4mm	H14 C1360
Ø32 +0mm	H10 1321	Ø36 +0mm	H14 C1361
Ø32 +4mm	H10 1322	Ø36 +4mm	H14 C1362
Ø32 +8mm	H10 1323	* Not validated for patients exceeding 80kgs (176 lbs) / Limite de poids patient à 80 kgs ** Optional, not available in standard sets / En option, non disponible dans les ensembles standardisés	
Ø36 -4mm	H10 1360		
Ø36 +0mm	H10 1361		
Ø36 +4mm	H10 1362		
Ø36 +8mm	H10 1363		




12/14 micro thread
Morse taper
Cône 12/14 avec
micro-filet

Anteversion included
in body design
Antéversion intégrée
dans le design

2 options: collared or
collarless stem
2 versions : avec et
sans appui


Dual Ti + Ha coating on
metaphyseal section
Revêtement bicouche
Ti + Ha en zone
métaphysaire

INSTRUMENTATION



H66 9100

Opale common
instrument set
Instrumentation
Opale commune



H66 9104

Opale complementary
set
Opale
complémentaire



- Lateral offset broach handle **H01 048** (Right) and **H01 049** (Left)
- Anterior approach broach handle **H01 027**
- Standard broach handle **H01 009**
 - Manche porte-râpe décalé **H01 048** (Droit) et **H01 049** (Gauche)
 - Manche porte-râpe voie antérieure **H01 027**
 - Manche porte-râpe standard **H01 009**

Mentions légales :

Les implants OPALÉ sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires totales (PTH) de la hanche.

Les implants OPALÉ sont pris en charge par l'assurance maladie sous certaines conditions. Informations complémentaires sur le site www.ameli.fr.

Le chirurgien est expressément invité à lire attentivement les instructions mentionnées sur la notice d'utilisation incluse dans le conditionnement du DMI, ainsi que le manuel de technique opératoire délivré à la mise en place du produit ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutisfrance.com.

Material/ Matériau :

Titanium alloy according ISO 5832-3, micro-porous titanium and hydroxyapatite double coating. VacUpac™ vacuum packaging. Optimizes shelf space and ease of handling. Gamma ray sterilized.

Alliage de Titane TA6V selon ISO 5832-3, revêtu titane micro-poreux et hydroxyapatite. Conditionnement sous-vide de type VacUpac™. Optimise le volume des stocks et la présentation du produit. Stérilisation par rayons gamma.



10 Place des Tuilliers, 42720 Briennon, France
2797 Tel : +33. (0)477.60.79.99 – Fax : +33. (0)477.60.79.90

www.evolutisfrance.com

