




Templates / Calques
UNIC® Stem / Tige
 Scale / Echelle **105%**



10mm heightening modulus
 réhausseur 10mm




Templates presented for humeral stem.
 S00 (XS) available only on special request. Not supplied with
 standard range.
 All stems can be used with either reverse, anatomic or CTA options.
 Calques présentés pour les tiges humérales.
 Taille 00 (XS) disponible uniquement sur demande. Non incluse
 dans la gamme standard.
 Chaque tige peut être utilisée en version inversée, anatomique ou CTA.




Templates / Calques
UNIC® Stem / Tige
 Scale / Echelle **105%**


10mm heightening modulus
 réhausseur 10mm



S2



S3



S4







Templates presented for humeral stem.
 S00 (XS) available only on special request. Not supplied with
 standard range.
 All stems can be used with either reverse, anatomic or CTA options.

Calques présentés pour les tiges humérales.
 Taille 00 (XS) disponible uniquement sur demande. Non incluse
 dans la gamme standard.
 Chaque tige peut être utilisée en version inversée, anatomique ou CTA.

Evolutis
 CRÉATEUR FABRICANT

REVERSED CUP / XS Size

Scale / Echelle 105%



XS







Templates presented for Reverse cup, liner, sphere and glenoid baseplate. XS sizes (Ø32 cup, Ø32 liners, Ø34 sphere and Ø26 baseplate) available only on special request. Not supplied with standard range.

Calques présentés pour la cupule, les inserts, la sphère et l'embase glénoïdienne de prothèse INVERSEE. Les implants XS (cupule Ø32, inserts Ø32, sphère Ø30, et embase glénoïdienne Ø26) sont disponibles uniquement sur demandé. Non inclus dans la gamme standard.

REVERSED CUP / Standard

Scale / Echelle 105%



Standard







Templates presented for Reverse cup, liner, sphere and glenoid baseplate. XS sizes (Ø32 cup, Ø32 liners, Ø34 sphere and Ø26 baseplate) available only on special request. Not supplied with standard range.

Calques présentés pour la cupule, les inserts, la sphère et l'embase glénoïdienne de prothèse INVERSEE. Les implants XS (cupule Ø32, inserts Ø32, sphère Ø30, et embase glénoïdienne Ø26) sont disponibles uniquement sur demandé. Non inclus dans la gamme standard.

REVERSED CUP / Constrained - Retentif

Scale / Echelle 105%



Constrained Rétentif



Templates presented for Reverse cup, liner, sphere and glenoid baseplate. XS sizes (Ø32 cup, Ø32 liners, Ø34 sphere and Ø26 baseplate) available only on special request. Not supplied with standard range.

Calques présentés pour la cupule, les inserts, la sphère et l'embase glénoïdienne de prothèse INVERSEE.
Les implants XS (cupule Ø32, inserts Ø32, sphère Ø30, et embase glénoïdienne Ø26) sont disponibles uniquement sur demandé. Non inclus dans la gamme standard.