



Templates / Calques
UNIC® Stem / Tige
 Scale / Echelle **100%**


10mm heightening modulus
 réhausseur 10mm



S00



S0



S1



Templates presented for humeral stem.
 S00 (XS) available only on special request. Not supplied with standard range.

All stems can be used with either reverse, anatomic or CTA options.

Calques présentés pour les tiges humérales.

Taille 00 (XS) disponible uniquement sur demande. Non incluse dans la gamme standard.

Chaque tige peut être utilisée en version inversée, anatomique ou CTA.

Evolutis
 CRÉATEUR FABRICANT


CE 2797

EVOLUTIS, 10 Place des Tuiliers, 42720 Briennon, France


Ref E28 462 / Unic shoulder TMP June 2019 100%

Templates / Calques
UNIC® Stem / Tige
 Scale / Echelle **100%**


10mm heightening modulus
 réhausseur 10mm



S2



S3



S4



Templates presented for humeral stem.
 S00 (XS) available only on special request. Not supplied with standard range.
 All stems can be used with either reverse, anatomic or CTA options.

Calques présentés pour les tiges humérales.
 Taille 00 (XS) disponible uniquement sur demande. Non incluse dans la gamme standard.
 Chaque tige peut être utilisée en version inversée, anatomique ou CTA.

Evolutis
 CRÉATEUR FABRICANT


CE 2797

EVOLUTIS, 10 Place des Tuiliers, 42720 Briennon, France


Ref E28 462 / Unic shoulder TMP June 2019 100%

ANATOMIC HUMERAL HEADS

Scale / Echelle **100%**




Marking
Marquage






$\varnothing D = 40$ H = 13
 $\varnothing D = 43$ H = 17
 $\varnothing D = 46$ H = 19
 $\varnothing D = 49$ H = 21
 $\varnothing D = 52$ H = 23

6° varus unit
Module 6° varus




Match lines and the dot
Faire correspondre les lignes et le point






Templates presented for anatomical glenoid.
Calques présentés pour les glènes anatomiques.


Ø 42




Ø 46



Ø 50



Ø 54



Templates presented for CTA humeral head.
Calques présentés pour les têtes humérales CTA.